

Моноклональное Антитело Против Кальсеквестрина 1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции (На Пермеабиллизированных Клетках), Ифа - P31415

Артикул: CM0002789

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого кальсеквестрина 1 (CASQ1), подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции (на пермеабиллизированных клетках), ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения хранения кальция и мышечного сокращения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к кальсеквестрину 1
Примечания/Альтернативные названия	CASQ; CSQ1; PDIB1; VMCQA; Кальсеквестрин 1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	844
ID гена	844
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-200 человеческого кальсеквестрина 1 (NP_001222.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция (на пермеабиллизированных клетках), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P31415
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом