

Кроличья Поликлональная Антитело Против Calu Для If/Icc, Ифа — O43852

Артикул: CM0016544

введение

Кроличья поликлональная антитело против калуменина (CALU) для IF/ICC и ИФА, перекрестно реагирует с человеческим и крысиным белком. Идеально подходит для изучения карбоксилирования, зависимого от витамина К, и связывания кальция.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CALU Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	CALU; калуменин
Вид	Человек
ID гена (человек)	813
ID гена	813
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 20-315 человеческого CALU (NP_001210.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O43852
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Холодильный пакет