

Моноклональное Антитело Против Калуменина Для Wb, Ihc-P, Elisa — O43852

Артикул: CM0009027

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к человеческому калуменину (CALU), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным калуменином. Идеально подходит для исследований карбоксилирования, зависимогo от витамина K, и работ с кальцийсвязывающими белками.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к калуменину
Примечания/алиасы	CALU; calumenin; Калуменин
Вид	Человек
ID гена (человек)	813
ID гена	813
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 человеческого калуменина (O43852).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43852
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	С ледяным пакетом