


Кроличья Поликлональная Анти-Camk1D Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Elisa - Q8Iu85

Артикул: CM0030608



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело CAMK1D, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Ожидаемая молекулярная масса 43 кДа. Идеально для исследований кальциевой сигнализации, функции киназ и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CAMK1D Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CKLiK; CaM-K1; CaMKID; CAMK1D
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57118
GeneID	57118
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого CAMK1D (NP_705718.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8Iu85
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом