


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Camk1D Для Wb, If/Icc, Elisa — Q8lu85

Артикул: CM0013977



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого CAMK1D, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA, с перекрёстной реактивностью с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований Ca^{2+} /CaM-киназной сигнализации и функций нейтрофилов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CAMK1D Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CKLiK; CaM-K1; CaMKID; CAMK1D
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	57118
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого CAMK1D (NP_705718.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8IU85
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент