

Поликлональные Антитела Против Camk1G Для Вб, Ифа — Q96Nx5

Артикул: CM0025173



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому CAMK1G (CaM киназа I гамма), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Кросс-реагируют с мышиными и крысиными гомологами. Подходят для изучения кальций/кальмодулин-зависимой сигнализации и фосфорилирования CREB1 в нейрональных и периферических тканях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CAMK1G кроличьи пАт
Примечания/алиасы	VWS1; CLICK3; CLICKIII; dj272L16.1; CAMK1G
Вид	Человек
ID гена (человек)	57172
ID гена	57172
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 217–476 человеческого CAMK1G (NP_065172.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96NX5
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	Холодильный пакет