


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Camk2A Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9Uqm7

Артикул: CM0020280



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело к человеческому CAMK2A (CaMKII α) для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Валидировано для человека, мыши и крысы. Незаменимо для нейронаучных исследований синаптической пластичности и долговременной потенциации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CAMK2A Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CAMK2A
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	815
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300–400 человеческого CAMK2A (NP_741960.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UQM7
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Сумка со льдом