


Поликлональные Антитела Против Camk2G Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13555

Артикул: CM0023249



введение

Кроличьи поликлональные антитела против CAMK2G, валидированные для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Реагируют с CAMK2G человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований в области нейронауки и физиологии скелетных мышц, связанных с кальциевой сигнализацией.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CAMK2G Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	CAMK;CAMKG; MRD59; CAMK-II; CAMK2G
Вид	Человек
GeneID (Человек)	818
GeneID	818
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-410 человеческого CAMK2G (NP_751909.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13555
Молекулярный вес белка	63 кДа
Доставка	Сумка со льдом