

Поликлональные Антитела К Camk4 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16566

Артикул: CM0029331



введение

Кроличьи поликлональные антитела к белку CAMK4 (CaMKIV) человека, валидированные для методов WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагируют с образцами мыши и крысы. Подходят для исследований в области нейронаук, иммунологии и кальциевой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	CAMK4 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	caMK; CaMKIV; CaMK IV; CaMK-GR; CAMK4
Вид	Человек
ID гена (человек)	814
ID гена	814
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 304-473 CAMK4 человека (NP_001735.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16566
Молекулярная масса белка	52 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет