


Поликлональные Антитела Против Camk1 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q14012

Артикул: CM0026803



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий CaMKI, подходят для ВБ, ИФ/ИКК и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным белком. Распознают белок с молекулярной массой 41 кДа. Идеально подходят для изучения кальцовой сигнализации, нейрональной дифференцировки и регуляции клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CaMKI кроличьи пАт
Примечания/алиасы	CAMKI; CaMKI
Вид	Человек
GeneID (человек)	8536
GeneID	8536
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 271–370 человеческого CaMKI (NP_003647.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q14012
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	Айс-пакет