


Поликлональное Антитело Anti-Camkii Delta Для Wb, Elisa - Q13557

Артикул: CM0015392



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого CaMKII delta (CAMKD) для применений в WB и ELISA. Реагирует с антигеном мыши. Подходит для изучения кальциевой сигнализации в сердечной и скелетной мышечной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CaMKII delta
Примечания/синоним	CAMKD; CaMKII delta
Вид	Человек
GeneID (человек)	817
GeneID	817
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого CaMKII delta (NP_742125.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q13557
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом