


Кроличье Моноклональное Антитело Против Camkii Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Uqm7/Q13554/Q13557/Q13555

Артикул: CM0006696



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CaMKII (CAMK2A/B/D/G), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает изоформы человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения синаптической пластичности, кальциевой сигнализации и киназной активности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против CaMKII
Примечания/Алиасы	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CaMKII
Вид	Человек
ID гена (Человек)	815/816/817/818
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 200-300 человеческого CaMKII (NP_741960.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UQM7/Q13554/Q13557/Q13555
Молекулярная масса белка	54кДа/72кДа/56кДа/62кДа
Условия доставки	В пакете со льдом