


Кроличыи Моноклональные Антитела К Anti-Camkii Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P) И Ифа (Elisa) - Q13554

Артикул: CM0003055



введение

Кроличыи моноклональные антитела, направленные против CaMKII бета (CaMKII, CAMK2, CAMKB) (Q13554), для Вестерн-блоттинга, ИГХ и ИФА. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходят для исследований в области нейронауки и мышечной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CaMKII кроличыи МАТ
Примечания/Псевдонимы	CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIIbeta; CaMKII
Вид	Человек
GeneID (Человек)	816
GeneID	816
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 550-650 человеческого CaMKII (Q13554)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13554
Молекулярный вес белка	73кДа
Доставка	В ледяном пакете