


Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Camkii Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13554

Артикул: CM0020344



введение

Кроличыи поликлональные антитела CaMKII, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагируют с представителями человека, мыши и крысы. Направлены против бета-субъединицы CaMKII, которая участвует в синаптической пластичности и кальциевой сигнализации. Иммуноген рекомбинантный, молекулярная масса белка 73 кДа. Подходит для исследований в области нейронауки и мышечной физиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CaMKII Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIibeta; CaMKII
Вид	Человек
ID гена (человек)	816
ID гена	816
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13554
Молекулярная масса белка	73 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с холодоэлементами