


Поликлональные Антитела К Camkk1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N5S9

Артикул: CM0023705



введение

Кроличьи поликлональные антитела к CAMKK1, валидированные для методов вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA) на образцах человека и мыши. Идеально подходят для изучения сигнальных путей кальций/кальмодулин-зависимых киназ и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CAMKK1 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	CAMKKA; CAMKK1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84254
GeneID	84254
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 399-520 CAMKK1 человека (NP_757344.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q8N5S9
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет