


Поликлональное Антитело Anti-Camkk2 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - Q96Rr4

Артикул: CM0029280



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CAMKK2, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Детектирует человеческий и мышинный CAMKK2, кальций/кальмодулин-зависимую киназу, участвующую в нейрональной сигнализации и активации AMPK. Подходит для исследований в нейронауках и изучения клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CAMKK2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CAMKK; CAMKKB; CAMKK2
Вид	Человек
ID гена	10645
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого CAMKK2 (NP_006540.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96RR4
Молекулярная масса белка	65 кДа
Доставка	В пакете со льдом