

Поликлональное Кроличье Антитело Против Camlg Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P49069

Артикул: CM0015760



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий CAMLG (CAML/GET2) — ключевой медиатор вставки хвост-якорных белков и передачи кальциевого сигнала. Подходит для WB, ИHC-P, IF/ICC и ELISA с образцами человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CAMLG Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CAML; GET2; CDG2Z; CAMLG
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	819
Идентификатор гена	819
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-190 человеческого CAMLG (NP_001736.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P49069
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом