


Моноклональное Кроличье Антитело Против Camp Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P49913

Артикул: CM0006169



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против CAMP для детекции человеческого катицидинового антимикробного пептида (LL-37/hCAP-18). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИГХ-П) и иммуоферментном анализе (ИФА). Прогнозируемая молекулярная масса белка — 19 кДа. Идеально подходит для исследований врожденного иммунитета и антимикробных пептидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CAMP Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	LL37; CAP18; CRAMP; HSD26; CAP-18; FALL39; FALL-39
Вид реагирования	Человек
GeneID (Человек)	820
GeneID	820
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 71-170 человеческого CAMP (NP_004336.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P49913
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладагентом