

Кроличья Поликлональная Антитело Против Camp Для Wb, Ihc-P, Elisa - P51437

Артикул: CM0027493

введение

Кроличья поликлональная антитело против мышиногo CAMP (кателицидин-антимикробный пептид, LL37). Валидировано для WB, IHC-P и ELISA. Идеально подходит для исследований врожденного иммунитета и защиты организма. UniProt P51437.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CAMP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	LL37; CAP18; CRAMP; HSD26; CAP-18; FALL39; FALL-39
Вид	Мышь
ID гена (человек)	820
ID гена	12796
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 73-172 мышиногo CAMP (NP_034051.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P51437
Молекулярный вес белка	19 кДа
Доставка	Сумка со льдом