


Поликлональное Антитело Против Cand1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q86Vp6

Артикул: CM0016049



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого CAND1 (TIP120/TIP120A), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Детектирует CAND1 в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований убиквитин-протеасомной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против CAND1
Примечания/Альтернативные названия	TIP120; TIP120A; CAND1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55832
GeneID	55832
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 750-980 человеческого CAND1 (NP_060918.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86VP6
Молекулярная масса белка	136 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом