

Кроличья Поликлональная Антитело Против Cand2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - O75155

Артикул: CM0019967



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого CAND2, подходящее для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения комплексов убиквитин-лигазы и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CAND2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Trp120b; TIP120B; CAND2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23066
ID гена	23066
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 850-1000 человеческого CAND2 (NP_001155971.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75155
Молекулярный вес белка	135кДа
Доставка	В ледяном пакете