


Поликлональное Антитело Против Cap1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q01518

Артикул: CM0018125



введение

Кроличье поликлональное антитело CAP1 (Swiss-Prot Q01518), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА на образцах человека. Нацелено на аденилатциклаз-ассоциированный белок 1 (CAP1), ключевой регулятор динамики актина и клеточной полярности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CAP1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CAP; CAP1-PEN; CAP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10487
ID гена	10487
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 белка CAP1 человека (NP_006358.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS-PROT	Q01518
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом