


Кроличья Моноклональная Антитела Против Cap1 Для Вб, Ифа - Q01518

Артикул: CM0011164



введение

Кроличья моноклональная антитела против CAP1, валидированная для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий белок CAP1 (~52 кДа). Поддерживает исследования в области динамики актина, клеточной полярности и локализации мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональная кроличья антитела к CAP1
Примечания/синонимы	CAP; CAP1-PEN; CAP1
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	10487
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q01518
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом