

Поликлональные Антитела Против Capn10 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Hc96

Артикул: CM0028761

введение

CAPN10 Rabbit pAb — это поликлональные антитела, полученные против рекомбинантного белка CAPN10 человека. Подходят для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA); они обнаруживают человеческий калпаин-10, регулируемый кальцием протеаза, участвующий в захвате глюкозы и связанный с сахарным диабетом 2 типа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CAPN10 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CANP10; NIDDM1; CAPN10
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11132
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-230 человеческого CAPN10 (NP_075571.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9HC96
Молекулярный вес белка	75 кДа
Доставка	Сумка со льдом