

Поликлональное Антитело К Capn3 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P20807

Артикул: CM0017813



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к человеческому CAPN3 (кальпаин-3/p94) для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований протеолиза в мышцах и поясно-конечностной мышечной дистрофии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CAPN3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	p94; CAPN3; LGMD2; nCL-1; CANPL3; LGMD2A; LGMD4; LGMDR1; CAPN3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	825
GeneID	825
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческого CAPN3 (NP_775111.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P20807
Молекулярная масса белка	94 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом