


Поликлональное Антитело Против Capn5 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх, Elisa - O15484

Артикул: CM0030584



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CAPN5, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ИЦХ, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для изучения функции кальпаинов и заболеваний сетчатки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CAPN5 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	VRNI; ADNIV; HTRA3; nCL-3; CAPN5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	726
GeneID	726
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 361-640 человеческого CAPN5 (NP_004046.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15484
Молекулярная масса белка	73 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом