

Кроличья Поликлональная Антитело Против Capn7 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицц, Ифа - Q9Y6W3

Артикул: CM0019784



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого CAPN7, подходящее для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦЦ и ИФА. Валидировано на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения регулируемого кальцием тиолового протеазы в ядре.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CAPN7 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PALBH; CALPAIN7; CAPN7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23473
GeneID	23473
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-220 человеческого CAPN7 (NP_055111.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y6W3
Молекулярный вес белка	93 кДа
Доставка	В ледяном пакете