

Поликлональное Антитело Против Capn9 Для Ihc-P, Elisa - O14815

Артикул: CM0021883



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CAPN9 (кальпаин-9, nCL-4), валидировано для иммуногистохимии (парафин) и ELISA. Идеально для исследований специфичных для желудка протеаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CAPN9 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GC36; nCL-4; CAPN9
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10753
ID гена	10753
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 391-690 человеческого CAPN9 (NP_006606.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14815
Молекулярная масса белка	79 кДа
Доставка	В термосумке со льдом