

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Capn9 Для Wb, Elisa - O14815

Артикул: CM0014714



введение

Поликлональное кроличье антитело Anti-CAPN9 для WB, ELISA. Распознаёт CAPN9 человека, мыши и крысы, кальпаин, специфичный для пищеварительного тракта (nCL-4), участвующий в протеолизе, регулируемом кальцием.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к CAPN9
Примечания/псевдонимы	GC36; nCL-4; CAPN9
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10753
Идентификатор гена	10753
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 391-690 человеческого CAPN9 (NP_006606.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O14815
Молекулярная масса белка	79 кДа
Доставка	Пакет со льдом