


Поликлональные Антитела Против Caprin1 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q14444

Артикул: CM0025549



введение

Кроличьи поликлональные антитела против CAPRIN1, валидированные для вестерн-блота, иммунофлуоресценции/ИФК и ИФА. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Направлены на РНК-связывающий белок, участвующий в формировании стрессовых гранул и регуляции мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к CAPRIN1
Примечания/Алиасы	M11S1; GPIAP1; RNG105; GPIP137; GRIP137; p137GPI; CAPRIN1
Вид	Человек
ID гена	4076
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 белка CAPRIN1 человека (NP_005889.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14444
Молекулярная масса белка	78 кДа
Доставка	Холодильный пакет