


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Caprin2 Для Wb, Elisa — Q6Imn6

Артикул: CM0022291



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело к CAPRIN2, валидированное для WB и ELISA. Детектирует CAPRIN2 человека и крысы (EEG1, C1QDC1) — ключевой регулятор сигнального пути Wnt и метаболизма РНК. Идеально подходит для исследований рака, нейробиологии и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	CAPRIN2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	EEG1; EEG-1; C1QDC1; RNG140; CAPRIN2
Вид	Человек
GeneID (человек)	65981
GeneID	65981
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q6IMN6
Молекулярная масса белка	126 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет