

Кроличья Поликлональная Антитело К Capza1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P52907

Артикул: CM0026630



введение

Кроличья поликлональная антитело к CAPZA1, валидированная для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Распознает CAPZA1 человека, мыши и крысы – альфа-1 субъединицу F-актин-каппирующего белка, которая участвует в динамике актиновых филаментов и формировании клеточных соединений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональная антитело к CAPZA1 кролика
Примечания/синонимы	CAPZ; CAZ1; CAPPA1; CAPZA1
Вид	Человек
ID гена (человек)	829
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-286 CAPZA1 человека (NP_006126.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P52907
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Ледяной пакет