

Анти-Capza2 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ihc-P, Elisa - P47755

Артикул: CM0021778

введение

Поликлональные антитела кролика CAPZA2, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Обнаруживают человеческий и мышинный CAPZA2, белок, кэппирующий F-актин. Подходят для исследований актина цитоскелета и его динамики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CAPZA2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CAPZ; CAPPA2; CAPZA2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	830
GeneID	830
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-286 человеческого CAPZA2 (NP_006127.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P47755
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Сумка со льдом