


Кроличыи Поликлональные Антитела Против Capzb Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Исс, Ифа - P47756

Артикул: CM0027981



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против CAPZB, валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Реагируют с бета-субъединицей белка, кэпирующего F-актин (31 кДа), человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CAPZB Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CAPB; CAPZ; CAPPB; CAPZB
Вид	Человек
GeneID	832 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-272 человеческого CAPZB (NP_004921.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P47756
Молекулярный вес белка	31кДа
Доставка	Сумка-холодозлемент