


Моноклональное Антитело Против Анти-Карбоангидразы 1 (Ca1) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P00915

Артикул: CM0010086



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческой Карбоангидразы 1 (CA1), валидированное для WB и ELISA, перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения метаболизма CO₂ и регуляции pH.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Карбоангидраза 1 (CA1) кроличье МАТ
Примечания/Псевдоним	CAB; CA-I; Car1; HEL-S-11; Карбоангидраза 1 (CA1)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	759
GeneID	759
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 160-261 человеческой Карбоангидразы 1 (CA1) (NP_001729.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P00915
Молекулярный вес белка	29 кДа
Доставка	С ледяным пакетом