


Кроличьи Поликлональные Антитела Против Карбоангидразы 1 (Ca1) Для Вб И Ифа - P00915

Артикул: CM0014881



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческую карбоангидразу 1 (CA1), валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Обладают перекрестной реактивностью с белками человека и мыши. Разработаны для исследования гидратации углекислого газа, гомеостаза pH и связанных метаболических путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Карбоангидраза 1 (CA1) кроличья поликлональная антитела
Примечания/алиасы	CAB; CA-I; Car1; HEL-S-11; Карбоангидраза 1 (CA1)
Вид	Человек
ID гена	759
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-261 человеческой карбоангидразы 1 (NP_001122303.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P00915
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Холодильный пакет