


Моноклональное Кроличье Антитело К Карбоангидразе 2 (Ca2) Для Wb, Ihc-P, Elisa - P00918

Артикул: CM0012142



введение

Моноклональное кроличье антитело к карбоангидразе 2 (CA2) для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на синтетический пептид в пределах аминокислот 161-260 CA2 (P00918). Идеально подходит для исследований регуляции pH и резорбции костной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к карбоангидразе 2 (CA2)
Примечания/синонимы	CAC; CAII; Car2; CA-II; HEL-76; HEL-S-282; Карбоангидраза 2 (CA2)
Вид	Человек
GeneID	760
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 161-260 карбоангидразы 2 человека (CA2) (P00918)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P00918
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом