


Кроличья Моноклональная Антитела Против Угольной Ангидразы 9 (Ca9/G250) Для Wb, Ihc-P, Ифа — Q16790

Артикул: CM0004582



введение

Кроличья моноклональная антитела против угольной ангидразы 9 (CA9/G250), валидированная для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Специфична к человеческому CA9 — опухоль-ассоциированному антигену. Идеально подходит для онкологических исследований и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Угольная ангидраза 9 (CA9/G250) кроличья моноклональная антитела
Примечания/Альтернативные названия	MN; CAIX; Угольная ангидраза 9 (CA9/G250)
Вид	Человек
ID гена (человек)	768
ID гена	768
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 человеческой угольной ангидразы 9 (CA9/G250) (Q16790)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q16790
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Холодовая упаковка