


Кроличья Поликлональная Антитело Против Карбоангидразы 9 (Ca9/G250) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q16790

Артикул: CM0019438



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческую карбоангидразу 9 (CA9/G250), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает мышинный и крысиный белок. Рекомбинантный иммуноген; детектирует белок массой 50 кДа, участвующий в регуляции pH опухоли.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против карбоангидразы 9 (CA9/G250)
Примечания/Альтернативные названия	MN; CAIX; Карбоангидраза 9 (CA9/G250)
Вид	Человек
ID гена	768
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 52-151 человеческой карбоангидразы 9 (CA9/G250) (NP_001207.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q16790
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом