


Кроличья Поликлональная Антитело Против Угольной Ангидразы 9 (CA9/G250) Для Вестерн-Блоттинга - Q16790

Артикул: CM0013952



введение

Кроличья поликлональное антитело, специфичное к человеческой угольной ангидразе 9 (CA9/G250, Q16790). Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P), ИФ (IF/ICC) и ИФА (ELISA). В качестве иммуногена использован рекомбинантный белок. Полезно для исследований опухолевой гипоксии и регуляции pH.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Угольная ангидраза 9 (CA9/G250), кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	MN; CAIX; Угольная ангидраза 9 (CA9/G250)
Вид	Человек
GeneID	768 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 52-151 человеческой угольной ангидразы 9 (CA9/G250) (NP_001207.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q16790
Молекулярный вес белка	50 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент