

Кроличье Поликлональное Антитело Против Карбоксипептидазы М (Срм) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P14384

Артикул: CM0026996



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческой карбоксипептидазы М (СРМ). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Подходит для изучения регуляции пептидных гормонов и мембрано-локализованного протеолиза. Перекрестно реагирует с человеческим и крысиным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CPM Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	СРМ
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1368
GeneID	1368
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 204-443 человеческой СРМ (NP_001005502.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P14384
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом