


## Поликлональные Антитела Против Car/Cxadr Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P78310

Артикул: CM0019153



### введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого CAR/CXADR, валидированные для WB и ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения плотных контактов, вирусных рецепторов и миграции лейкоцитов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CAR/CXADR Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Примечания/Псевдоним      | CAR; HCAR; CAR4/6; CAR/CXADR                                                                                                            |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                 |
| GeneID (Человек)          | 1525                                                                                                                                    |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-237 человеческого CAR/CXADR (NP_001329.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                  |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                 |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                               |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                    |
| SWISS                     | P78310                                                                                                                                  |
| Молекулярный вес белка    | 40кДа                                                                                                                                   |
| Доставка                  | В ледяном пакете                                                                                                                        |