

Поликлональные Антитела К Card10 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bwt7

Артикул: CM0030634

введение

Кроличьи поликлональные антитела к CARD10 (CARMA3, BIMP1), валидированные для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Обнаруживают CARD10 человека, мыши и крысы. Подходят для исследований сигнального пути NF-κB.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CARD10 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	BIMP1; IMD89; CARMA3; CARD10
Вид	Человек
GeneID (Человек)	29775
GeneID	29775
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 863-1032 CARD10 человека (NP_055365.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9BWT7
Молекулярная масса белка	116 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом