


Антитела К Сердечному Тропонину I (Tnni3), Кроличы Моноклональные Для Wb, If-P, Elisa - P19429

Артикул: CM0003163



введение

Высококачественные кроличы моноклональные антитела к человеческому сердечному тропонину I (TNNI3), валидированные для WB, IF-P, ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований сердца и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Сердечный тропонин I (TNNI3), кроличы МАТ
Примечания/Псевдонимы	CMH7; RCM1; cTni; CMD2A; TNNC1; CMD1FF; Сердечный тропонин I (TNNI3)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7137
GeneID	7137
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческого сердечного тропонина I (TNNI3) (NP_000354.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P19429
Молекулярный вес белка	24кДа
Доставка	Сумка со льдом