


Кроличье Поликлональное Антитело Против Сердечного Тропонина I (Tnni3) Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции (If-P), Ифа - P19429

Артикул: CM0026207



введение

Кроличье поликлональное антитело против сердечного тропонина I (TNNI3), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции (IF-P) и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для исследований функции сердечной мышцы и кардиомиопатии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против сердечного тропонина I (TNNI3)
Примечания/Альтернативные названия	CMH7; RCM1; cTnl; CMD2A; TNNC1; CMD1FF; Сердечный тропонин I (TNNI3)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7137
ID гена	7137
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 сердечного тропонина I человека (TNNI3) (NP_000354.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция (IF-P), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS-PROT	P19429
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом