

## Поликлональные Антитела Против Кардиального Тропонина Т Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P45379

Артикул: CM0012844



### введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого кардиального тропонина Т (TNNT2), валидированные для WB, IF-P, IHC-P, ELISA; перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком; молекулярная масса белка 31-36 кДа.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кардиальный тропонин Т (TNNT2) кроличьи поликлональные антитела                                                                                                         |
| Примечания/алиасы         | CMH2; RCM3; TnTC; cTnT; CMD1D; CMPD2; LVNC6; Кардиальный тропонин Т (TNNT2)                                                                                             |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                                 |
| ID гена (человек)         | 7139                                                                                                                                                                    |
| ID гена                   | 7139                                                                                                                                                                    |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-120 человеческого кардиального тропонина Т (Кардиальный тропонин Т (TNNT2)) (NP_001001431.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                                  |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                                 |
| Применение                | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                                                  |
| Перекрестная реактивность | Мышь, Крыса                                                                                                                                                             |
| SWISS                     | P45379                                                                                                                                                                  |
| Молекулярная масса белка  | 31-36 кДа                                                                                                                                                               |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                                                                                                       |