

Кроличье Моноклональное Антитело Против Сердечного Тропонина Т (Tnnt2) Для If-P, Ihc-P, Elisa - P45379

Артикул: CM0005231



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на сердечный тропонин Т (TNNT2) человека, валидировано для IF-P, IHC-P, ELISA. Определяет человека, мышь и крысу. Идеально для кардиологических исследований и разработки IVD-тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к сердечному тропонину Т (TNNT2)
Примечания/Псевдонимы	CMH2; RCM3; TnTC; cTnT; CMD1D; CMPD2; LVNC6; Cardiac troponin T (TNNT2)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7139
ID гена	7139
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P45379
Молекулярная масса белка	31-36 кДа
Доставка	В пакете со льдом