

## Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Cars (Цистеинил-Трнк-Синтетаза) Для Вб, Игг-П, Ифа — P49589

Артикул: CM0003291

### введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческой CARS (цистеинил-тРНК-синтетазы). Валидировано для применения в ВБ, ИГГ-П и ИФА; перекрестно реагирует с крысиной CARS. Идеально подходит для изучения синтеза белка и биологии аминоксил-тРНК-синтетаз.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | CARS Rabbit mAb                                                                                            |
| Примечания/Альтернативные названия | CARS; MDBH; CYSR5; MCDDBH; MGC:11246                                                                       |
| Вид                                | Человек                                                                                                    |
| ID гена (человек)                  | 833                                                                                                        |
| ID гена                            | 833                                                                                                        |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 650-748 человеческой CARS (P49589). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                     |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                    |
| Применение                         | ВБ, ИГГ-П, ИФА                                                                                             |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Крыса                                                                                             |
| SWISS                              | P49589                                                                                                     |
| Молекулярная масса белка           | 85 кДа                                                                                                     |
| Доставка                           | Холодовая упаковка                                                                                         |