

Поликлональное Антитело К Cars (Кролик) Для Вб, Иф/Ик, Ифа - P49589

Артикул: CM0029807

введение

CARS Rabbit pAb — это поликлональное антитело для применения в ВБ, ИФ/ИК, ИФА. Оно выявляет CARS человека и мыши — цистеин-тРНК-лигазу цитоплазматической локализации с молекулярной массой 85 кДа, необходимую для биосинтеза белков. Идеально подходит для исследований трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CARS Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CARS; MDBH; CYSRS; MCDDBH; MGC:11246
Вид	Человек
ID гена (человек)	833
ID гена	833
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 469–748 белка CARS человека (NP_001742.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P49589
Молекулярная масса белка	85 кДа
Доставка	Холодовой пакет