

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Cart Для Wb, If/Icc, Elisa - Q16568

Артикул: CM0028218



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные на белок CART (кокаин- и амфетамин-регулируемый транскрипт) человека. Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с человеком и мышью. Идеальны для исследований ожирения, питания и нейропептидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против CART
Примечания/Псевдоним	CART
Вид	Человек
ID гена	9607
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-100 человеческого CART (NP_004282.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q16568
Молекулярный вес белка	13кДа
Доставка	Сумка со льдом